


STAY AHEAD OF THE GAME



+45
新功能


DentalCAD® 3.1 Rijeka 概览

DentalCAD 3.1 Rijeka 不仅能够节省设计时间,还可以实现从 CAD 到 CAM 的更加直观的工作流程。



尽量缩短设计时间, 实现好的设计效果

- 更便捷的单颗牙冠设计
- 更加直观地显示解剖形态的自由造形 - 突出显示受影响的设计部分
- 全新且高度自动化的术前工作流程
- 改进了案例文档: 利用全新的屏幕截图管理工具收集、编辑和标记屏幕截图
- 更加灵活地处理材料最小厚度
- 改善了3/4冠/嵌体修复体类型的设计
- 根据成品基台数据库设计种植体修复
- 不同的工作重复使用牙形预设



借助虚拟咬合架加速模拟过程

- 随时重新计算咬合架的运动
- 借助动态运动模拟轻松实现适应调整两侧修复体设计
- 与任何其他 CAD 软件相比能够精确模拟更多真实的物理咬合架*

*文件数据






极大改进了 Smile Creator

- 在整个 CAD 工作流程中实时可视化患者正面图片
- 全新的 Smile Design PDF 报告
- 更加便捷选择颜色
- 微笑设计滑动条前后可视化对比




改进了 Full Denture

- 个性化调整全口义齿后牙放置
- 节省时间:从之前的设计中加载同样适用于单颌义齿的个人预设
- 虚拟拔除牙齿现已纳入向导工作流程,用于简化临时义齿的设计




Model Creator 更加直观

- 全新的快速模型可实现高度自动化的模型创建
- 模型参数生动形象的动画注释说明
- 生成适合临时冠的虚拟预备代型模型




更新了 exocam

- 现代化 CAM 用户界面提高了可用性



新功能和附加模块亮点

- InCAD 支持 iTero口内相机和NIRI近红外影像:结合2D和NIRI图像,为技工所提供了一个前所未有的层次信息
- xSNAP附加模块:首款可打印的3D动态模型咬合架
- FullDenture IV 附加模块:一个圆盘,一个铣削过程,生成一幅 Ivoclar Ivotion全口义齿



exocad.com/dentalcad-rijeka

查找您的exocad 经销商: exocad.com/partners

exocad GmbH

某些产品可能没有在所有市场监管审核/发布销售。联系当地的exocad 经销商以了当前的产品类别和供应情况。
注册商标的地域范围可在我们的网站上找到 exocad.com/imprint