


CONSERVEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE



+45
NOUVEAUTÉS


DentalCAD® 3.1 Rijeka en bref

DentalCAD 3.1 Rijeka réduit le temps de conception et rend les flux de la CAO à la FAO plus intuitifs.



Minimiser le temps de conception, maximiser les résultats

- Une conception plus rapide des restaurations individuelles
- La visualisation rend le modelage anatomique plus intuitif avec les parties concernées mises en évidence
- Nouveau flux de travail pré-opératoire hautement automatisé
- Amélioration de la documentation des cas grâce à une nouvelle gestion des captures d'écran et des outils permettant de collecter, modifier et étiqueter ces dernières
- Plus grande flexibilité pour gérer l'épaisseur minimale des matériaux
- Conception améliorée des couronnes 3/4 et des overlays
- Conception de restaurations sur implants grâce aux bibliothèques de piliers standards
- Réutilisation de configurations de dents pour plusieurs travaux



Simulations plus rapides avec le *Virtual Articulator*

- Calcul des mouvements de l'articulateur à la volée
- Adaptation des deux mâchoires en un seul clic
- Simulation précise sur des articulateurs plus réalistes que dans tout autre logiciel de CAO*



* Données sur fichier




Amélioration considérable du *Smile Creator*

- Visualisation en temps réel des avancées du design intégrée à la photo du patient
- Nouveau rapport PDF de conception des sourires
- Sélection simplifiée des couleurs
- Visualisation avant/après sur fenêtre scindée




Amélioration du module *Full Denture*

- Individualisation de la position des dents postérieures de la prothèse
- Plus rapide : chargement de pré-réglages individuels de conceptions antérieures, également pour les prothèses à arche unique
- Extraction virtuelle de dent intégrée au flux de travail assisté pour une conception simplifiée de prothèses provisoires



Un *Model Creator* plus intuitif

- Nouveaux modèles rapides pour une création hautement automatisée
- Configuration des paramètres maintenant accompagnée par des illustrations animées
- Génération de moignons virtuels spécialement pour les provisoires en coquille



exocad mis à jour

- Interface utilisateur FAO modernisée pour une plus grande convivialité



exocad.com/dentalcad-rijeka

Trouvez votre revendeur exocad ici : exocad.com/partners

exocad GmbH

Certains produits peuvent ne pas être autorisés/disponibles sur tous les marchés. Veuillez contacter votre revendeur exocad local pour connaître la gamme actuelle de produits et les disponibilités. La couverture territoriale de nos marques déposées est disponible sur la page web suivante : exocad.com/imprint