


PartialCAD 3.3 Chemnitz

Segmentar las prótesis




Potente
nueva función
automática de
dentadura
divida

PartialCAD 3.3 Chemnitz de un vistazo

PartialCAD 3.3 Chemnitz ofrece nuevas y fantásticas herramientas para simplificar el proceso de diseño, incluido un flujo de trabajo de dentaduras divididas* altamente automatizado y guiado.


Consiga diseños de nivel superior con nuestra potente función de dentadura dividida automática

- **Diseñe** una supraestructura basada en implantes en DentalCAD® y genere una barra subyacente que se ajuste con precisión **con sólo unos clics** en PartialCAD
- **Divida su diseño All-on-X con facilidad y precisión**, mientras conserva la posibilidad de realizar ajustes manuales
- **Disfrute de una menor complejidad** en comparación con los antiguos flujos de trabajo enrevesados que implicaban herramientas de distintos proveedores
- **Acelere la producción** y ofrezca resultados de alta calidad con confianza
- **Dirigido a usuarios de PartialCAD o a quienes no tengan amplia experiencia con el exocad Bar Module**, ideal para laboratorios que buscan una alta productividad a través de diseños estandarizados y flujos de trabajo automatizados



Superficies de barra más planas para un mejor ajuste de la dentadura

- **Configure** la superficie superior para **un resultado impecablemente nivelado**
- La forma y la altura del plano de la barra se controlan mediante puntos y curvas unidos a ella, que **definen el contorno y la elevación de la superficie**




Acelere su flujo de trabajo con la herramienta de postproducción mejorada

- **Elimine material** a través de múltiples partes **simultáneamente** y añada postes
- Consiga un mayor control sobre los refinamientos de diseño y **reduzca la necesidad de cambios repetitivos**




Herramientas avanzadas de visualización para un mayor control

- Detecte las zonas del diseño gingival que son demasiado finas y añada material automáticamente para **asegurar la resistencia mecánica**
- Ahorre tiempo con la automatización en lugar de los ajustes manuales y **siéntase seguro con los ajustes de grosor mínimo**



Gestiona sus preferencias como un profesional

- **Guarde sus ajustes de dentadura dividida** para poder reutilizarlos en distintos casos
- Haga que su trabajo **sea más consistente y eficiente**



[exocad.com/partialcad-chemnitz](https://www.exocad.com/partialcad-chemnitz)

Encuentre su distribuidor exocad aquí: [exocad.com/resellers](https://www.exocad.com/resellers)

exocad GmbH

Puede que algunos productos no hayan sido aprobados administrativamente o no estén autorizados para la venta en todos los países. Contacte con su distribuidor local de exocad para obtener información sobre la gama actual de productos y su disponibilidad. La cobertura territorial de las marcas registradas está disponible en nuestra página web: [exocad.com/imprint](https://www.exocad.com/imprint)