

Fare gli **split**



Nuova
potente funzione
automatica
split denture

PartialCAD 3.3 Chemnitz in breve

PartialCAD 3.3 Chemnitz offre nuovi fantastici strumenti per semplificare il processo di design, tra cui un flusso di lavoro altamente automatizzato e guidato per split denture*!


Ottieni un design di livello superiore con la nostra potente funzione automatica split denture

- **Progetta** una sovrastruttura implantare con DentalCAD® e genera una barra sottostante con fitting preciso **in pochi clic** con PartialCAD
- **Dividi facilmente e con precisione il tuo design All-on-X** mantenendo comunque la possibilità di apportare regolazioni manuali
- **Trai vantaggio da una minore complessità** rispetto ai vecchi flussi di lavoro articolati che utilizzavano strumenti di diversi fornitori
- **Accelera la produzione** e fornisci risultati di alta qualità con sicurezza
- **Destinata agli utenti di PartialCAD o a coloro che non hanno una vasta esperienza con il Bar Module** di exocad, ideale per i laboratori che puntano a un'elevata produttività grazie a un design standardizzato e a flussi di lavoro automatizzati




Superfici superiori della barra più piatte per un fitting ottimale della protesì

- **Configura** la superficie superiore per **un risultato perfettamente uniforme**
- La geometria e l'altezza del piano della barra possono essere controllate tramite dei punti di controllo che **definiscono il contorno e l'elevazione della superficie**




Accelera il tuo flusso di lavoro grazie allo strumento ritenzioni potenziato

- **Rimuovi materiale** tra più parti **simultaneamente** e aggiungi ritenzioni
- Ottieni un controllo maggiore sulle rifiniture del design e **riduci la necessità di effettuare modifiche ripetitive**




Strumenti di visualizzazione avanzati per un maggiore controllo

- Rileva le aree troppo sottili della gengiva virtuale e aggiungi materiale automaticamente **per garantire la resistenza meccanica**
- Risparmia tempo con l'automazione evitando le regolazioni manuali e **affidati con sicurezza alle impostazioni per lo spessore minimo**



Gestisci le preferenze come un professionista

- **Salva le impostazioni della tua split denture** per poterle riutilizzare in tutti i casi
- Rendi il tuo lavoro **più coerente ed efficiente**



[exocad.com/partialcad-chemnitz](https://www.exocad.com/partialcad-chemnitz)

Trova il tuo rivenditore exocad qui: [exocad.com/resellers](https://www.exocad.com/resellers)

exocad GmbH

Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati o disponibili per la vendita in tutti i mercati. Contatta il tuo rivenditore exocad per conoscere la disponibilità e l'assortimento dei prodotti. La copertura territoriale dei marchi registrati è disponibile sulla nostra pagina web: [exocad.com/imprint](https://www.exocad.com/imprint)