

PartialCAD 3.3 Chemnitz

# Segmentação para o ajuste perfeito




Novo recurso  
automático  
para prótese  
segmentada

## PartialCAD 3.3 Chemnitz em resumo

O *PartialCAD 3.3 Chemnitz* oferece novas ferramentas fantásticas para simplificar o processo de design, incluindo um fluxo de trabalho de prótese segmentada (híbrida) guiado e altamente automatizado\*!

Obtenha designs de nível superior com nosso poderoso recurso de prótese segmentada (híbrida)


- **Desehne** uma infraestrutura implanto-suportada no *DentalCAD®* e gere uma barra com encaixe preciso **com apenas alguns cliques** no *PartialCAD*
- **Divida facilmente e com precisão** o seu design de **All-on-X**, permitindo também ajustes manuais
- **Desfrute de menos complexidade** em comparação com fluxos de trabalho complicados mais antigos que envolvem ferramentas de diferentes fornecedores
- **Acelere a produção** e forneça resultados de alta qualidade com confiança
- **Desenvolvido para usuários do *PartialCAD* ou para quem não possui experiência extensa com o *exocad Bar Module***, sendo ideal para laboratórios que procuram elevada produtividade através de designs padronizados e fluxos de trabalho automatizados



\*Requer *PartialCAD*, o *Implant Module* e o *Bar Module*

## Superfícies de barra mais planas para um ajuste superior da prótese

- **Configure** a superfície superior para obter um **resultado perfeitamente nivelado**
- A forma e a altura do plano da barra são controladas por pontos de curva anexados a ele, que **definem o contorno e a elevação da superfície**




## Acelere seu fluxo de trabalho com a ferramenta de pino de retenção melhorada

- **Subtraia material** em várias peças **simultaneamente** e adicione pinos de retenção
- Obtenha mais controle sobre os refinamentos do design e **reduza a necessidade de alterações repetitivas**




## Ferramentas avançadas de visualização para maior controle

- Detecte áreas no design da gengiva que são muito finas e adicione automaticamente material para **garantir a resistência mecânica**
- Economize tempo com a automação em vez de ajustes manuais e **sinta-se confiante com as configurações de espessura mínima**



## Gerencie suas preferências como um profissional

- **Salve suas configurações de prótese segmentada** para que você possa reutilizá-las em todos os casos
- Torne o seu trabalho **mais consistente e eficiente**



[exocad.com/partialcad-chemnitz](https://exocad.com/partialcad-chemnitz)

Encontre o seu revendedor exocad aqui: [exocad.com/resellers](https://exocad.com/resellers)

**exocad GmbH**

Alguns produtos podem não ter sido aprovados/liberados pelas agências regulatórias para venda em todos os mercados. Entre em contato com seu revendedor exocad local para obter informações sobre a atual gama de produtos e sua disponibilidade. A cobertura territorial das marcas registradas está disponível na nossa página web: [exocad.com/imprint](https://exocad.com/imprint)