


PartialCAD 3.2 Elefsina





더욱 유연해진
파살 덴쳐 디자인

PartialCAD 3.2 Elefsina 둘러보기


QuickSnap을 통해 파셜 덴처의 모든 부품들을 완전히 디지털화합니다

- 최초로 완전한 파셜 덴처를 디지털로 디자인하는 새 워크플로우이자 이전에 베타 기능이었던 QuickSnap을 이제 모든 사용자가 사용할 수 있습니다
- 프레임워크, 치은 및 치아를 동시에 3D 프린팅을 할 수 있어 제작 효율성을 높여 자유와 유연성을 누릴 수 있습니다
- QuickSnap 디자인으로 제작된 부품들을 쉽게 조립할 수 있습니다



소중한 디자인 시간을 절약합니다

- 스크류 고정형 하이브리드 덴처 디자인을 간소화합니다
- 한 번의 클릭으로 클라스프를 디자인합니다



리셀러로부터 주요 내용을 확인하세요.

exocad.com/partialcad-elefsina

exocad 대리점을 확인해보세요: exocad.com/partners

exocad GmbH



일부 제품은 모든 국가에 판매 허가 승인 및 제품 출시가 되지 않을 수도 있습니다. 제품 분류 및 이용 가능 여부는 해당 지역의 엑스캐드 리셀러에게 문의하시기 바랍니다.