


ITALIANO



Smile Creator

IL FUTURO

DELL'ODONTOIATRIA COSMETICA



exocad



Smile Creator accorcia la durata del trattamento e migliora la comunicazione con i miei pazienti.

Dott. Zhiqiang Luo
DDS/MS

Smile Creator offre ai pazienti una pianificazione dettagliata del trattamento e risultati predicibili in brevissimo tempo.

Il dott. Zhiqiang Luo spiega come *Smile Creator* semplifichi la comunicazione presso la prestigiosa clinica di Beijing in cui lavora.

Perché usa *Smile Creator*?

Dott. Luo: Prima i pazienti dovevano aspettare almeno una settimana per vedere un modello in cera. Adesso, invece, possono vedere subito il risultato estetico che ho progettato sulla scansione intraorale. In questo modo si risparmia tempo e si migliora la comunicazione con i pazienti. Posso completare la progettazione preliminare su *Smile Creator* secondo le mie idee. L'odontotecnico ottimizza poi il waxup virtuale basato sul mio progetto.

Come integra il software nel suo lavoro?

Dott. Luo: Mostro al paziente il progetto iniziale, illustrandogli il trattamento proposto. Quando il paziente si reputa soddisfatto, invio i dati all'odontotecnico, che completa la progettazione e apporta eventuali modifiche per ottimizzare la forma del dente e l'occlusione. Il waxup virtuale viene poi stampato in 3D e si realizza un sorriso mock-up clip-on, che mi viene inviato in studio.

In che modo *Smile Creator* influenza il suo lavoro con i pazienti?

Dott. Luo: *Smile Creator* offre ai pazienti una pianificazione dettagliata del trattamento e risultati predicibili in brevissimo tempo. La visualizzazione su *Smile Creator* aiuta i pazienti a farsi un'idea del trattamento pianificato. Così facendo aumenta la loro fiducia in me in quanto dentista e spiana la strada per ottenere risultati positivi.*

Dott. Zhiqiang Luo
DDS/MS (Cina)

exoBLOG

*Clicca qui per leggere l'intervista completa:

exocad.com/exoblog/story/build-patient-trust-with-smile-design





Visionario, versatile, eccellente

La tua progettazione del sorriso integrata con **InCAD Smile Creator**

Crea valore aggiunto con Smile Creator, l'innovativa soluzione di exocad per la progettazione di sorrisi InCAD, con cui si ottengono restauri estetici del sorriso in modo predicibile. Integrato nella rinomata piattaforma exocad DentalCAD, Smile Creator consente ai professionisti del settore odontoiatrico di valutare la fattibilità protesica in fase di pianificazione estetica.

Le configurazioni dei denti proposte nel nostro ampio elenco di librerie possono essere facilmente personalizzate e la forma che ne risulta viene visualizzata in 3D da varie angolazioni. Combinando le foto del paziente con le immagini in 3D, si ottiene un maggior controllo sul risultato e si migliora la comunicazione tra laboratori odontotecnici, dentisti e pazienti. È possibile valutare una panoramica estetica dei denti, del sorriso e del volto del paziente, ottenendo così un'idea realistica del trattamento restaurativo pianificato. Con i suoi flussi di lavoro guidati e le tante funzionalità, *Smile Creator* è un intuitivo ed efficace strumento di pianificazione digitale per l'odontoiatria cosmetica.

È disponibile sia in versione stand-alone che come modulo add-on per *DentalCAD*.

Passaggi semplici per un nuovo sorriso



Passaggio n° 1

Allinea l'immagine del divaricatore alla scansione intraorale.



Passaggio n° 2

Allinea l'immagine del divaricatore a quella del sorriso.



Passaggio n° 3

Le caratteristiche vengono rilevate automaticamente tramite intelligenza artificiale.



Passaggio n° 4

Traccia, se necessario, linee guida e curve del sorriso.



Passaggio n° 5

Semplice progettazione in 2D e visualizzazione in 3D in tempo reale dei risultati, sfruttando varie angolazioni.



Passaggio n° 6

Ottieni un'anteprima realistica del design progettato.

Dai un'occhiata a questo caso sul tuo smartphone



Prova il visualizzatore gratuito 3D di exocad.

exocad
webview

SCARICA
SUBITO L'APP!

webview.dental/demo



I pazienti potranno letteralmente provare il loro nuovo sorriso con le clip-on stampate.

Crea waxup diagnostici con il Model Creator di exocad.



Facile progettazione


Usi flussi di lavoro guidati, una comunicazione diretta con i tuoi pazienti e un'efficiente collaborazione tra laboratorio e studio durante tutto il processo di progettazione. Alcuni semplici suggerimenti ti guideranno durante ogni fase del processo di progettazione del sorriso, dal caricamento delle immagini al setup dei denti, passando per l'analisi del volto.

Al contrario di altre soluzioni per la progettazione del sorriso, *Smile Creator* consente di progettare restauri in 3D. Diventa così possibile realizzare direttamente waxup diagnostici, restauri provvisori e definitivi integrando *Smile Creator* con *DentalCAD* di exocad.

Risultati predicibili

Prima di iniziare il trattamento, i pazienti avranno un'idea ben precisa di quello che sarà il loro nuovo sorriso e i dentisti potranno valutare la funzionalità e l'aspetto estetico della progettazione. In questo modo, si coinvolgono maggiormente i pazienti e si ottengono risultati predicibili che soddisfano le loro aspettative.

Condivisione della progettazione del sorriso digitale




Salva il file di progettazione, condividendolo con il paziente tramite un link *dentalshare webview* o esportandolo come file HTML.

Comunicazione con i pazienti



Per visualizzare da remoto l'anteprima della progettazione effettuata con *Smile Creator*, basterà aprire il link *dentalshare* o il file HTML su qualsiasi dispositivo mobile.

Collaborazione con i laboratori



Condividi con il laboratorio la progettazione proposta tramite *dentalshare* o utilizza *exoprint* per trasferire i dati di progettazione delle clip-on dal CAD alla stampante 3D per la produzione interna.

Maggior coinvolgimento del paziente






Entusiasma i tuoi pazienti con le clip-on di produzione interna, che offrono un'anteprima di quello che sarà il risultato finale.

Registrazione e riproduzione dei casi di **progettazione del sorriso**

Crea un report per facilitare la collaborazione e la documentazione.

Il report inerente alla progettazione del sorriso viene generato automaticamente una volta completata la progettazione su *Smile Creator*.



Seleziona tutto il flusso di lavoro o scegli le varie fasi del processo di progettazione da includere nel tuo report finale.



exocad e Smile Creator

I tuoi vantaggi in sintesi

1

Migliore comunicazione con i pazienti

Crea anteprime realistiche dei restauri del sorriso utilizzando le foto dei pazienti.

2

Risultati più predicibili

Migliori opzioni di anteprima si traducono in un maggior coinvolgimento del paziente, un minor numero di prove e risultati finali più soddisfacenti.

3

Valutazione in tempo reale

Smile Creator visualizza in tempo reale setup realistici dei denti in 3D da più angolazioni.

4

Flussi di lavoro senza interruzioni

Questo modulo di progettazione del sorriso InCAD ti consente di creare facilmente veri setup dei denti in 3D, da utilizzare come base per l'implementazione protesica, waxup diagnostici, ecc.

5

Ampia scelta di librerie di denti

Smile Creator include una vasta lista di librerie con splendidi denti, nonché librerie aggiuntive che possono essere acquistate per una scelta ancora più ampia.


6

Nessun costo nascosto o addebito per clic

Puoi trattare un numero illimitato di casi con Smile Creator.

Imagine the CADabilities

Progetta sorrisi che i pazienti adorano



Magdalena Kotula, Odontotecnico

Trova i rivenditori nella vostra regione:
[exocad.com/partners](https://www.exocad.com/partners)

exocad.com

Il tuo rivenditore exocad

Non trovi un rivenditore? Visita il sito web [exocad.com/partners](https://www.exocad.com/partners)

Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati o disponibili per la vendita in tutti i mercati. Contatta il tuo rivenditore exocad per conoscere la disponibilità e l'assortimento dei prodotti.