

русский



Smile Creator

БУДУЩЕЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ



exocad



“Smile Creator помог нам поднять дизайн улыбки на более высокий уровень!

Новый Smile Creator – это фантастический инструмент, который полностью изменил образ нашей работы. Благодаря его высокоточным функциям, мы теперь можем создавать идеальную улыбку для каждого пациента с учетом его индивидуальной анатомии. Не нужно никакого другого программного обеспечения, чтобы провести анализ лица для идеальной интеграции лицевой и зубной композиций. Общение со стоматологами и их пациентами никогда не было для нас столь легким – реалистичные предварительные просмотры результата, а также простое создание восковой модели в рамках DentalCAD не только уменьшили количество повторных разработок и исправлений благодаря предсказуемым результатам, но и значительно улучшили удовлетворенность моих клиентов.

Вальдо Зарко Ности (Waldo Zarco Nosti), владелец Estudio Dental CAD CAM Algeciras (Испания), основатель группы Экспертов exocad в Facebook

Запоминающиеся, разнообразные, бесценные





Ваш интегрированный дизайн улыбки с помощью *Smile Creator* в CAD







Сделайте Ваш дизайн по-настоящему красивым с помощью *Smile Creator* – инновационного средства exocad для моделирования улыбки в CAD с получением предсказуемых эстетических моделей улыбки. Будучи интегрированным в общепризнанную платформу *DentalCAD*, *Smile Creator* дает возможность стоматологическим лабораториям реально оценивать шансы протезирования даже во время эстетического планирования – и это благодаря нашей инновационной 2D/3D-технологии.

Шаблоны улыбки из нашей обширной библиотеки зубов можно легко индивидуализировать, используя инструменты редактирования 2D-контура. При этом получившаяся форма одновременно отображается в 3D под разными углами. Комбинируя фотографии пациента, контуры и 3D-изображения, Вы лучше управляете результатом, а качество обмена информацией между стоматологическими лабораториями, стоматологами и пациентами возрастает. Оценка эстетической связи между зубами, улыбкой и лицом пациента даёт зубным техникам и стоматологам реалистичную перспективу в планировании реставрационного лечения. Благодаря управляемым рабочим процессам и разнообразным функциям, *Smile Creator* является интуитивным, но мощным решением цифрового планирования для косметической стоматологии.

***Smile Creator CAD* – наш дизайн улыбки следующего поколения. Доступен как самостоятельная программа или в качестве дополнительного модуля к успешному программному обеспечению *DentalCAD* от exocad.**







-  Save
-  Expert
-  Tools
-  Show distances
-  TruSmile
-  Cut view

Add custom view
Smile Design View



Создавайте, общайтесь, сотрудничайте

Наслаждайтесь высочайшими пользовательскими свойствами, гибкостью и максимальной предсказуемостью при работе со *Smile Creator*. Основанный на общепризнанной платформе *exocad*, *Smile Creator* является великолепным решением для любого эстетического реставрационного лечения, обеспечивая плавные интегрированные рабочие процессы и предсказуемые результаты. Благодаря проверенному пользовательскому интерфейсу *exocad*, основанному на работе Помощника, Вас направляют на каждом этапе процесса дизайна улыбки – от загрузки изображения, анализа лица до настройки зуба. В отличие от других решений



Точность – наложение фотографий и 3D-данных


Загрузите имеющиеся фотографии пациента или создайте их непосредственно в программном обеспечении, используя веб-камеру. Эти фотографии будут автоматически конвертированы в 3D-объекты, которые могут быть сопоставлены с 3D-сканированием зубов.

Интуитивное воспроизведение натуральных форм зубов

Создайте новую улыбку простым редактированием 2D-форм. Получите доступ к обширной библиотеке зубов *exocad* для создания высокоэстетичных дизайнов фронтальных и жевательных зубов. Анализ лица со вспомогательными линиями и пропорциональными направляющими позволяет Вам разработать идеальную улыбку для индивидуальной анатомии пациента.

Идеальная база для протезирования

С помощью *Smile Creator* Вы сможете получить реальную 3D-настройку зуба в качестве идеальной базы для дальнейшего протезирования в *DentalCAD*, а также для планирования имплантата с помощью *exoplan*. Диагностические восковые модели легко реализовать с помощью *Model Creator exocad*.




Более подробную информацию и контактные данные можно найти, перейдя по ссылке exocad.com/smilecreator или отсканировав QR-код.



по дизайну улыбки, *Smile Creator* позволяет напрямую выполнять производство диагностических восковых моделей, временных и окончательных реставраций благодаря плавной интеграции с *exocad DentalCAD*.

Легко редактируйте 3D-формы с помощью простых 2D-инструментов дизайна – предварительный просмотр 3D- и 2D-дизайна улыбки в режиме реального времени под различными углами гарантирует Вам великолепный контроль на каждом этапе процесса цифрового эстетического планирования.



Предварительный просмотр дизайна улыбки в реальном времени в 3D

Легко создавайте дизайн в 2D и просматривайте результаты в 3D с различных углов в режиме реального времени. Тем самым, гарантируется максимальная предсказуемость результата, поскольку Вы можете быстро и надежно оценить пригодность результата на ранней стадии.

Надежность – реалистичный предварительный просмотр результатов проекта

Создавайте точную визуализацию своего дизайна с помощью *Smile Creator* и дайте возможность пациентам легко получить доступ к новым улыбкам прежде чем приступить к реставрационному лечению.

**ОДНА
ПЛАТФОРМА**

все решения для
цифровой
стоматологии

Интуитивная концепция работы с одной платформой для всех решений

Пользователи *Smile Creator* могут положиться на проверенные и мощные программные решения *exocad*. Для дальнейшего ускорения рабочих процессов *Smile Creator* полностью интегрирован в платформу *exocad*. Интуитивный рабочий процесс *exocad* в режиме Помощника направляет пользователей на каждом этапе процесса. Многочисленные дополнительные функции и инструменты можно использовать в режиме Эксперт, что обеспечивает наивысший уровень пользовательского опыта и гибкости.

Впечатляющие возможности

Случаи моделирования улыбки

Легко создавайте прекрасные улыбки с помощью Smile Creator от exocad. От небольшой коррекции до полного преображения – Ваши возможности безграничны.

С помощью Smile Creator разработка высокоэстетичных индивидуальных улыбок никогда не была столь легкой. Создавайте идеальные естественные и красивые улыбки, учитывая индивидуальные ситуации и пожелания пациентов. Тесно сотрудничайте с партнерами и пациентами, проводя реставрации в соответствии с их ожиданиями – для получения впечатляющих и предсказуемых результатов.





Smile Creator также можно использовать для эстетической коррекции винирами. Программа значительно облегчает Ваше общение с пациентами.



Наши дилеры

Приобретите exocad через одного из наших партнеров

Вместо прямых продаж exocad работает вместе с различными производителями оборудования для внедрения в их системы своих программных пакетов, адаптированных под Ваши потребности.

Наши партнеры обеспечивают своих потребителей полноценным обучением и компетентной поддержкой. Информацию о поддержке по продукту, предложениям или для получения дополнительной информации обращайтесь к одному из наших партнеров.

Найдите Вашего партнера здесь exocad.com/partners



Наша надежная база – это программное обеспечение для CAD от exocad

Компания exocad была основана на принципах истинной открытости и вовлеченности. В качестве ведущего OEM-производителя программного обеспечения для CAD в стоматологии наша основная задача – установить стандарты взаимодействия, позволяющие производителям интегрировать свои базы данных, продукты, библиотеки и услуги. Это даёт возможность компаниям сконцентрироваться на ключевом бизнесе, в том время как мы продолжаем расширять поддерживаемые показатели.

exocad и Smile Creator

Обзор Ваших преимуществ

Наслаждайтесь простотой использования

Smile Creator можно использовать быстро и легко. Нет необходимости в продолжительном обучении.

Развитие сотрудничества

Smile Creator облегчает общение между стоматологическими лабораториями, стоматологами и пациентами.

Убедите Ваших пациентов

Smile Creator поможет Вам улучшить удовлетворенность пациентов благодаря получению предсказуемых результатов.

Увеличение Вашей эффективности

Smile Creator помогает уменьшить долю повторных созданий и исправлений.

Плавная интеграция рабочих процессов

В качестве модуля дизайна улыбки в CAD, Smile Creator позволяет проводить цифровое эстетическое планирование в рамках одного непрерывного рабочего процесса.

Оценивайте в реальном времени

Smile Creator на раннем этапе позволяет визуализировать реальные настройки 3D-зубов с различных углов.

Проверьте возможность

Smile Creator помогает Вам оценить возможность протезирования в индивидуальных ситуациях у пациентов.

Наслаждайтесь плавными переходами

Smile Creator создает реальную 3D-модель зуба в качестве основы для реализации в виде протеза, диагностических восковых моделей и так далее.

Преимущества обширной библиотеки зубов

Smile Creator включает в себя библиотеку многочисленных натуральных зубов. Для тех, кто предпочитает еще более широкий выбор, возможно приобретение дополнительных библиотек зубов.

Просмотр результата

Smile Creator обеспечивает Вас предсказуемыми результатами для Ваших реставраций.

Создавайте точные предварительные просмотры

Smile Creator создает реалистичные предварительные просмотры результатов на основе фотографий пациентов.

Получайте выгоду от неограниченного количества заказов

Smile Creator не связан со скрытыми затратами или платой за клик.

Примените Ваш опыт, используя DentalCAD

exocad Smile Creator предлагает Вам знакомый пользовательский опыт.

Преимущества применения нашей проверенной программной платформы

Программное обеспечение exocad устанавливается и используется в лабораториях более 10 лет.

УСПЕХ В ТЕЧЕНИЕ

10+

ЛЕТ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
БОЛЕЕ ЧЕМ В

150

СТРАНАХ

БОЛЕЕ

45 000

УСТАНОВОК

exocad.com

Ваш дилер exocad

Здесь нет штампа дилера? Посетите [exocad.com/partners](https://www.exocad.com/partners)

Некоторые продукты могут отсутствовать на определенных рынках. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным дилером exocad для получения информации о текущем ассортименте и наличии продукции