


exocad

Smile Creator

L'avenir de la dentisterie esthétique





« Avec Smile Creator, notre conception de sourires est passée au niveau supérieur !

Le nouveau Smile Creator est un outil fantastique qui a révolutionné notre façon de travailler. Grâce à ses caractéristiques perfectionnées, nous pouvons maintenant créer le sourire parfait pour chaque patient, en tenant compte de sa propre anatomie. L'analyse du visage ne requiert aucun autre logiciel pour obtenir une intégration parfaite des compositions faciales et dentaires. Communiquer avec les dentistes et leurs patients n'a jamais été aussi simple pour nous – les prévisualisations réalistes des résultats, ainsi que la création facile des structures de wax-up dans DentalCAD, ont non seulement réduit le nombre de retouches et de corrections nécessaires, grâce aux résultats désormais prédictibles, mais ont également augmenté significativement la satisfaction de mes clients.

Waldo Zarco Nosti, propriétaire d'Estudio Dental CAD CAM
Algeciras (Espagne), fondateur du groupe d'experts exocad sur
Facebook


Visionnaire, polyvalente, avantageuse

Votre conception de sourires intégrée à la CAO avec Smile Creator

Créez de la valeur ajoutée avec *Smile Creator*, la solution innovante de création de sourires intégrée à la CAO d'exocad pour des remodelages esthétiques et prédictibles du sourire. Grâce à notre technologie 2D/3D innovante, *Smile Creator*, intégré dans la plate-forme *DentalCAD*, permet aux laboratoires dentaires d'évaluer de manière fiable la faisabilité des prothèses dès la phase de la planification esthétique.

Les modèles de sourires de notre vaste bibliothèque de dents peuvent être facilement personnalisés à l'aide d'outils d'édition de contours 2D, tandis que la forme obtenue est affichée simultanément en 3D sous différents angles. En combinant les photos, les contours et les images 3D du patient, on obtient un meilleur contrôle des résultats tout en améliorant la communication entre les laboratoires dentaires, les dentistes et les patients. Les relations esthétiques entre les dents, le sourire et le visage du patient peuvent ainsi être évaluées ce qui permet aux protésistes dentaires et aux dentistes d'avoir une perspective réaliste de leur plan de traitement. Grâce à ses flux de travail guidés et à l'étendue de ses fonctions, *Smile Creator* est une solution de planification numérique intuitive et performante pour la dentisterie esthétique.

Smile Creator intégré à la CAO – notre conception de sourires nouvelle génération. Disponible en version autonome ou en tant que module complémentaire pour le logiciel réputé *DentalCAD*.







Pour plus d'informations ou coordonnées, rendez-vous sur exocad.com/smilecreator – ou scannez tout simplement le code QR.

Créer, communiquer, collaborer

Profitez d'une convivialité, d'une flexibilité et d'une prédictibilité maximales avec *Smile Creator*. Basé sur la plateforme réputée d'exocad, *Smile Creator* est la solution idéale pour tous les traitements de restauration esthétique avec des flux de travail parfaitement intégrés et des résultats prédictibles. Grâce à l'interface utilisateur éprouvée, et avec l'assistant d'exocad, vous êtes guidé à chaque étape du processus de conception - cela va du sourire, du chargement des images et de l'analyse du visage à la configuration des dents. Contrairement à d'autres solutions de conception de sourires, *Smile Creator* permet la production directe des structures de wax-up de diagnostiques, des restaurations finales et provisoires grâce à son intégration homogène dans *DentalCAD* d'exocad.




Précis – alignement de photos 2D et données 3D

Chargez des photos existantes du patient ou créez-les directement dans le logiciel avec une webcam. Celles-ci sont alors automatiquement converties en objets 3D qui peuvent ensuite être adaptés aux numérisations 3D des dents.

Intuitif – reproduction de formes de dents naturelles

Créez un nouveau sourire en modifiant simplement des formes 2D. Accédez à la vaste bibliothèque de dents d'exocad pour des conceptions de dents antérieures et postérieures hautement esthétiques. L'analyse faciale avec ses lignes de repère et ses guides de proportionnalité vous permet de concevoir le sourire parfait pour l'anatomie spécifique du patient.

Modifiez facilement des formes 3D à l'aide de simples outils de conception 2D - une prévisualisation en temps réel sous différents angles de la conception 3D et 2D du sourire vous garantit un contrôle parfait à chaque étape du processus de planification esthétique numérique.



En temps réel – prévisualisation de la conception du sourire en 3D


Concevez en toute simplicité en 2D et visualisez le résultat en 3D en temps réel sous différents angles. Une prédictibilité maximale des résultats est ainsi garantie car vous pouvez en évaluer la faisabilité, dès le début, rapidement et de manière fiable.

Fiable – prévisualisation réaliste des résultats escomptés

Créez des visualisations précises de vos conceptions avec *Smile Creator* et permettez aux patients d'évaluer facilement leur nouveau sourire avant d'entreprendre le plan de traitement.

Une base parfaite pour l'exécution prothétique

Avec *Smile Creator*, vous obtiendrez une véritable configuration dentaire 3D comme base parfaite pour la mise en œuvre prothétique ultérieure avec *DentalCAD*, ainsi que pour la planification implantaire avec *exoplan*. Des structures de wax-up de diagnostic sont réalisées en toute simplicité avec le module *Model Creator* d'exocad.



Concept d'utilisation intuitif avec une seule plate-forme logicielle pour toutes les solutions

Les utilisateurs de *Smile Creator* peuvent compter sur les solutions logicielles éprouvées et performantes d'exocad. En outre, pour simplifier encore d'avantage les flux de travail, la planification avec *Smile Creator* est entièrement intégrée dans la plate-forme d'exocad. Le flux de travail intuitif d'exocad avec assistant guide ses utilisateurs tout au long de chaque étape du processus. De nombreuses fonctions et outils supplémentaires sont disponibles en mode expert et vous permettent d'avoir le plus haut niveau de convivialité et de flexibilité.




Des opportunités impressionnantes


Cas de conception de sourire

Créez facilement de beaux sourires avec Smile Creator d'exocad. Des retouches subtiles aux métamorphoses complètes, vos possibilités sont infinies.

Avec Smile Creator, la conception de sourires personnalisés hautement esthétiques n'a jamais été aussi simple. Créez de beaux sourires parfaitement naturels en tenant compte des situations et souhaits personnels de vos patients. Collaborez étroitement avec vos partenaires et vos patients afin d'adapter vos plans de traitement de restauration à leurs attentes pour obtenir des résultats impressionnants et prédictibles.



Smile Creator peut également être utilisé pour des ajustements esthétiques avec des facettes. Il facilite aussi de manière significative la communication avec le patient.



Visualisez l'effet rajeunissant de restaurations antérieures d'envergure avec Smile Creator.



Nos revendeurs

Achetez exocad auprès de l'un de nos nombreux partenaires

Plutôt que de vendre en direct, exocad coopère avec de nombreux fabricants d'équipement pour intégrer ses logiciels sous forme de packages personnalisés dans leurs systèmes.

Nos revendeurs offrent à leurs clients une formation approfondie et une assistance compétente. Pour obtenir de l'aide concernant un produit, une offre ou de plus amples informations, veuillez contacter l'un de nos partenaires.

Pour trouver le partenaire le plus proche, rendez-vous sur [exocad.com/partners](https://www.exocad.com/partners)



exocad et Smile Creator

Vos avantages en un clin d'œil

Appréciez la simplicité d'utilisation

Smile Creator est rapide et facile à utiliser. Aucune connaissance ni formation approfondie ne sont nécessaires

Améliorez la coopération

Smile Creator facilite la communication entre les laboratoires dentaires, les dentistes et les patients

Convincez vos patients

Smile Creator vous permet d'accroître leur satisfaction grâce à des résultats prédictibles

Augmentez votre efficacité

Smile Creator aide à réduire le nombre de retouches et de corrections nécessaires

Intégrez les flux de travail de manière homogène

En tant que module de conception de sourires intégré à la CAO, Smile Creator permet une planification esthétique numérique en un seul flux de travail continu

Évaluez en temps réel

Smile Creator visualise les configurations de dents 3D réelles sous plusieurs angles à un stade précoce

Contrôlez la faisabilité

Smile Creator vous aide à évaluer la faisabilité de la prothèse en fonction de la situation spécifique du patient

Profitez de transitions homogènes

Smile Creator crée une configuration de dents 3D réelle comme base pour la mise en œuvre d'une prothèse, la création de structures de wax-up de diagnostics et bien plus encore

Profitez d'une vaste bibliothèque de dents

Smile Creator comprend une bibliothèque avec de nombreuses dents naturelles. Et pour ceux qui veulent encore plus de choix, il est possible de se procurer des bibliothèques de dents supplémentaires

Contrôlez les résultats

Smile Creator vous fournit des résultats prédictibles pour vos plans de traitement

Créez des prévisualisations précises

Smile Creator génère des prévisualisations réalistes des résultats en se basant sur les photos du patient

Profitez d'un nombre illimité de cas

Smile Creator n'a ni coûts masqués ni coûts par clic

Tirez profit de votre expérience avec DentalCAD d'exocad

Smile Creator vous offre une expérience d'utilisation familière

Profitez de notre propre plate-forme logicielle éprouvée

Le logiciel exocad est établi dans les laboratoires depuis 10 ans

Une base solide - le logiciel de CAO dentaire d'exocad

exocad est basé sur le principe de l'ouverture et de la connectivité. En tant que fabricant OEM leader du marché mondial des logiciels de CAO dentaire, notre compétence clé est d'établir des standards d'interopérabilité permettant aux fabricants d'intégrer leurs bases de données, produits, bibliothèques et services. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales tout en continuant à étendre les indications prises en charge.



Siège en Allemagne

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Allemagne

Tél. : +49 6151 / 6294890

Fax : +49 6151 / 6294899

info@exocad.com

America

exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
États-Unis

Tél. : +1855-EXO4CAD (396-4223)

Fax : +1617-963-1506

info@us.exocad.com

Benelux

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

Tél. : +352 278061 456

Fax : +49 6151 / 6294899

info@exocad.com

Asie

exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road,
Tsim Sha Tsui Kowloon
Hong Kong

Tél. : +852-37524160

Fax : +852-37524036

info@asia.exocad.com

Royaume-Uni

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
Royaume-Uni

Tél. : +44 1642 843016

info@exocad.com

Votre revendeur exocad

Aucun revendeur près d'ici ? Rendez-vous sur exocad.com/partners