

PORTUGUÊS



exoplan

A NOVA GERAÇÃO DE SOFTWARE
DE PLANEJAMENTO
DE IMPLANTES



exocad

Imagine the CADabilities

Cirurgia guiada para resultados protéticos previsíveis



Dr. Guilherme Saavedra, Dentista



Inovador, intuitivo, integrado

Planejamento do seu implante com *exoplan*

Descubra nosso potente software de desenho de planejamento de implante e guia cirúrgico *exoplan* – criado para disponibilizar o máximo em flexibilidade para laboratórios odontológicos, dentistas, especialistas em implantes e cirurgiões. Baseado na renomada plataforma *exocad*, o *exoplan* garante um fluxo de trabalho digital integrado e o máximo em usabilidade e desempenho.

O *exoplan* guia os profissionais de odontologia através do planejamento de implantes e do desenho de guias cirúrgicas em um workflow digital bastante intuitivo. Graças à sua arquitetura aberta de software, todos os Scanners 3D, Impressoras 3D e Fresadoras abertas podem ser utilizados. Nossas soluções de software integradas garantem uma funcionalidade harmoniosa do workflow digital – desde o planejamento virtual do implante orientado por prótese até o desenho dos guias cirúrgicos com o *Guide Creator*. Pacientes edêntulos podem ser tratados de forma particularmente precisa e previsível com cirurgia guiada. Além disso, os usuários podem aproveitar da harmoniosa integração com o *DentalCAD*, o software CAD odontológico da *exocad*, para facilitar ainda mais o planejamento e a produção de suas próteses definitivas provisórias implantossuportada. Com a funcionalidade de Carga Imediata (Immediate Load), popular para provisórios, o escaneamento da prótese original é automaticamente carregado no *DentalCAD*.

***exoplan* – nossa solução de software aberto de alto desempenho e fácil de usar para o seu planejamento de implante e desenho de guia cirúrgico**





Para mais vídeos, informações ou detalhes para contato, visite exocad.com/exoplan ou simplesmente escaneie o código QR.



Visualize, planeje, crie

Aumente sua oferta de serviços com a nossa plataforma inovadora de planejamento de implantes *exoplan* e seus amplos recursos. Com o *exoplan*, a escolha é sua! Você pode planejar e produzir guias cirúrgicos localmente ou terceirizar o planejamento, desenho ou produção. Os fluxos de trabalho comprovados da *exocad*, conduzirão você por cada etapa do processo através de um Assistente, Beneficie-se de nossas amplas bibliotecas de sistemas de implantes e componentes protéticos, que oferecem a você e a seus clientes maior flexibilidade de escolha.



Guias cirúrgicos próprios – com o módulo *Guide Creator*


Desenhe seus próprios guias cirúrgicos e produza-os localmente com sua impressora 3D ou fresadora para maximizar o retorno em investimentos de hardware. Graças ao formato de dados padrão STL, você tem a liberdade de escolher seu hardware e seu centro de produção.

Escolha livre – biblioteca abrangente de implantes e componentes

A biblioteca *exoplan* contém mais de 780 diferentes bibliotecas de implantes dos mais importantes fabricantes globais – como Straumann, Nobel Biocare, Dentsply Sirona, Zimmer e Camlog – e também muitos fabricantes locais. Os usuários também podem ter acesso à extensa biblioteca de mais de 100.000 componentes protéticos compatíveis.


Máxima precisão – alinhamento de dados de escaneamento

Combine dados TCCB e de escaneamento de superfície de um modelo usando as poderosas ferramentas de alinhamento *exoplan*. Recursos adicionais de refinamento maximizam a precisão de alinhamento dos escaneamentos.



Alta usabilidade – Modo Assistente e Expert

Graças à abordagem intuitiva do *exoplan*, o planejamento de implantes com resultados consistentes nunca foi tão fácil. Os fluxos de trabalho guiarão você por cada etapa do processo através de um Assistente. No modo Expert do *exoplan*, você pode ter acesso a diversos recursos e ferramentas complementares.



Ultrarrápido – visualizador DICOM do *exoplan*

Entusiasme-se com a alta velocidade de processamento de arquivos grandes de TCCB no *exoplan*. Devido aos algoritmos de manuseio de dados otimizados e uma ágil renderização gráfica, o *exoplan* disponibiliza velocidade de carregamento e de visualização DICOM líderes no mercado.



Seguro – relatórios de planejamento e protocolos cirúrgicos

Facilite sua comunicação com os cirurgiões através de relatórios detalhados e protocolos cirúrgicos. Documente automaticamente cada caso e a configuração dos componentes.

Descubra mais no YouTube

Visite-nos no YouTube! No nosso canal, você encontrará incríveis demonstrações visuais da nossa tecnologia, tutoriais em vídeo e guias rápidos que ajudarão você a usar nossos produtos de forma cada vez melhor: videos.exocad.com



Uma das maiores vantagens do *exoplan* é a sua plataforma – o software CAD *exocad* mundialmente conhecido e líder no mercado. Isso torna o *exoplan* um aplicativo de software de sucesso com inúmeros benefícios para o usuário. O *exoplan* pode facilmente ser integrado com todos os produtos e módulos *exocad* relacionados às indicações de implante. Portanto, nossas soluções de software oferecem a simbiose perfeita entre a prótese e o planejamento de implantes – para obtenção de resultados confiáveis, economizando tempo e dinheiro.


UMA PLATAFORMA
soluções de odontologia totalmente digitais

Flexibilidade excepcional com o *exoplan*

Controle cada passo de acordo com suas necessidades

A implantologia é parte integrante de tratamentos modernos de pacientes. Pode envolver muitos passos e partes desde o planejamento do implante até o projeto e a fabricação de guias cirúrgicos. Aproveite a liberdade de escolha gerencie o seu processo de cirurgia guiada de forma individual com o *exoplan*!

Graças às soluções abertas e integradas para odontologia digital, você controla os fluxos de trabalho desejados. Ainda que os cirurgiões precisem apenas de nossas ferramentas de planejamento *exoplan*, os consultórios e laboratórios odontológicos se beneficiam da solução completa, incluindo o nosso módulo *Guide Creator*.



Diversidade em todas as áreas

Ampla seleção de bibliotecas de implantes

Para permitir o uso otimizado do *exoplan*, *exocad* fornece uma gama líder de mercado de mais de 780 bibliotecas de implantes verificadas e aprovadas, contendo mais de 13,000 implantes validados, e mais de 3,300 componentes cirúrgicos como brocas, anilhas cirúrgicas, pinos de ancoragem e cabos de perfuração. As bibliotecas são atualizadas diariamente e podem ser baixado gratuitamente para todos os clientes através de nosso portal web ou do Gerenciador de Biblioteca no software.

Nosso conceito flexível de biblioteca nos permite suportar vários conceitos de troca de plataforma, muitos fluxos de

trabalho cirúrgico com base nas densidades ósseas dos pacientes, bem como a opção para usar componentes compatíveis de terceiros fornecedores dentro dos fluxos de trabalho originais do fabricante.

O suporte líder de mercado da *exoplan* ao fabricante de implantes componentes permite uma verdadeira liberdade de escolha para qualquer implante preferido e sistema de guia cirúrgica.

Encontre a última visão geral em: exocad.com/exoplan-libraries

Uma seleção de parceiros da biblioteca *exoplan*

AlphaBio Implantology	Anthogyr PRIME MOVER IN IMPLANTOLOGY	ARGON DENTAL SYSTEMS & DENTAL SUPPORT	BIOHORIZONS SCIENCE • INNOVATION • SERVICE	camlog	Conexão Sistemas de Prótese
alpha-bio.net	anthogyr.com	argon-dental.de	biohorizons.com	camlog.com	conexao.com.br
Dentsply Sirona	IMPLANT DIRECT	Klockner implant system	MEDENTIKA A Straumann Group Brand	MEGAGEN	MIS MAKE IT SIMPLE
dentsplyimplants.de	implantdirect.com	klockner.es	medentika.de	imegagen.com	mis-implants.com
Neo Biotech Satisfaction to Dentists	NEODENT A Straumann Group Brand	neoss	Nobel Biocare	NT digital implant technology	OSSTEM IMPLANT
neobiotechu.com	neodent.com.br	neoss.com	nobelbiocare.com	nt-trading.com	osstem.de
S. I. N. Implant System	SOUTHERN IMPLANTS	straumann	sweden&martina	THOMMEN Medical	ZIMMER BIOMET Your progress. Our promise.
sinimplantsystem.com.br	southernimplants.de	straumann.com	sweden-martina.com	thommenmedical.de	zimmerbiometdental.com

Por favor, observe que algumas bibliotecas detalhadas nesta página podem não ser autorizadas, liberadas ou licenciadas para venda em todos os mercados.

Sem custos ocultos

Maximize seus lucros com nosso modelo de preços simples e transparente. O *exoplan* não tem taxas por clique nem taxas ocultas. Com uma baixa taxa anual, que inclui atualizações para versões futuras, você tem acesso ao nosso software para um número ilimitado de casos. A estrutura modular do software com o nosso componente de planejamento de implante e o módulo *Guide Creator* assegura que você pague apenas por aquilo que realmente precisa. Graças a sua arquitetura de software aberta e neutra para fornecedores, você pode usar o *exoplan* com seu equipamento existente, como qualquer scanner 3D, fresadora ou impressora 3D aberta.

Adquira seu *exocad* através de um de nossos parceiros

Ao invés de vender diretamente, a *exocad* trabalha com fabricantes, integradores de sistemas e revendedores para oferecer a você soluções integradas e personalizadas. Nossos revendedores oferecem a seus clientes treinamento completo e suporte competente. Para obter maiores informações sobre o produto, promoções ou outros esclarecimentos, entre em contato com um de nossos parceiros.

A lista de parceiros está disponível em: exocad.com/partners

Resumo

Porque os profissionais de odontologia confiam em nossas soluções de software?

1 Mais rápido e mais eficiente

Os nossos usuários economizam tempo com o nosso software robusto e de alto desempenho que funciona com rapidez, mesmo quando são processados casos grandes e complexos.

2 Casos complexos simplificados

Os casos podem ser complexos, mas a utilização de nosso software é simples.

3 Software flexível, modelo de negócio flexível

Oferecemos máxima flexibilidade e liberdade através da nossa abordagem modular e aberta. Os clientes podem misturar e combinar módulos, comprar licenças perpétuas de software CAD ou alugar o software a preços atrativos.

4 Confiável

Focamo-nos nos detalhes ao desenvolver o nosso software. É por isso que os produtos *exocad* são conhecidos pela sua confiabilidade.

5 Independente e inovador

O nosso software de plataforma aberta coloca os nossos clientes na vanguarda da odontologia digital. Nossos engenheiros e pesquisadores expandem continuamente os limites da odontologia.

6 Verdadeiramente à prova do futuro

Somos o fornecedor de software odontológico CAD/CAM com a mais ampla oferta de soluções integradas utilizando scanners, fresadoras, impressoras e materiais de terceiros. Estamos sempre abertos a novas ideias, prontos para apoiar as melhores inovações de hoje e de amanhã.

exocad e exoplan

Seus benefícios em resumo

Para dentistas clínicos e especialistas em implantes

Melhore os resultados de suas restaurações

O *exoplan* suporta o planejamento orientado por próteses.

Trabalhe com o seu sistema de implantes preferido

O *exoplan* oferece extensas bibliotecas de implantes.

Opte por produção local ou terceirada

O *exoplan* oferece fluxos de trabalho flexíveis.

Aproveite ao máximo seus dispositivos

O *exoplan* é compatível com sistemas abertos.

Envolva seus pacientes durante o processo de planejamento do implante

O *exoplan* disponibiliza visualizações do resultado estético.

Colabore com parceiros, sem esforço

O resultado do *exoplan* pode ser diretamente importado para os principais sistemas de laboratório CAD/CAM.

Simplifique sua documentação

O *exoplan* gera automaticamente relatórios dos casos.

Se beneficie de um modelo de precificação transparente

O *exoplan* não cobra taxas por clique nem tem custos ocultos.

Produza seus próprios guias cirúrgicos

O *exoplan* suporta impressoras 3D ou fresadoras abertas.

Beneficie-se de nossa plataforma de software de sucesso –

os software *exocad* tem se consagrado nos laboratórios por mais de 13 anos.

Para laboratórios odontológicos

Expanda suas ofertas de serviços

O *exoplan* permite o planejamento de implantes e projetos de guia cirúrgico para produção própria.

Reduza retrabalhos e correções

O *exoplan* permite planejamento orientado por próteses.

Criar restaurações previsíveis

O *exoplan* acessa nosso abrangente banco de dados de componente CAD com mais de 5.000 bibliotecas e suporte para mais de 100.000 componentes protéticos.

Trabalhe com seu equipamento existente

Para a produção dos guias cirúrgicos, o *exoplan* suporta impressoras 3D e fresadoras capazes de processar arquivos com formato aberto.

Otimize a colaboração

O *exoplan* facilita a comunicação com seus clientes para resultados aprimorados e previsíveis.

Integra fluxos de trabalho de forma dinâmica

O *exoplan* interopera com o *DentalCAD* da *exocad*.

Se beneficie de um modelo de precificação transparente

O *exoplan* não cobra taxas por clique nem tem custos ocultos.

Aplique sua experiência de uso do *DentalCAD* da *exocad*

O *exoplan* oferece uma experiência familiar ao usuário.

SUCESSO HÁ

13

ANOS

USUÁRIOS
EM MAIS DE

150

PAÍSES

MAIS DE

50.000

LICENÇAS
VENDIDAS

Nossa base sólida – o software CAD odontológico da *exocad*

Os softwares da *exocad* foram criados sob o princípio de serem completamente abertos e conectados. Como fabricante de software OEM CAD odontológico líder mundial, nossa principal competência é criar padrões de interoperabilidade. Os fabricantes, portanto, poderão integrar seus bancos de dados, produtos, bibliotecas e serviços. Essas integrações permitem que as empresas foquem em sua competência principal, enquanto nós continuamos expandindo a abrangência das indicações suportadas.

exocad.com

Seu revendedor exocad

Não encontra o carimbo do representante aqui? Visite exocad.com/partners

Alguns produtos podem não ter sido aprovados/liberados pelas agências regulatórias para venda em todos os mercados. Entre em contato com seu revendedor exocad local para obter informações sobre a gama de produtos atual e disponibilidade.