

exocad *ChairsideCAD Matera*: 新版本无与伦比的广泛适应症范围可实现一次就诊完成修复体制作

达姆施塔特，德国，2019 年 11 月 19 日 - exocad GmbH 宣布发布最新软件版本

ChairsideCAD 2.3 Matera。 *ChairsideCAD* 于去年首次推出，是首款面向临床环境硬件中立的 CAD 软件解决方案。随着新版本的发布，该公司现在可以提供市面上最广泛的椅旁 CAD 软件适应症，同时涵盖范围广泛的设备集成。此软件直观易用，因此用户可以在一次患者就诊中即可轻松、经济、可靠地完成美观的修复体设计。

通过使用全新 *ChairsideCAD 2.3 Matera* 模块，软件将能够智能扩展各个诊所可以提供的产品服务范围。 *Smile Creator* 是二维/三维美学修复规划的理想工具，可确保获得可预测的美学设计修复结果。 *Model Creator* 适用于从数字印模扫描数据创建实物模型。通过利用 *Jaw Motion Import* 模块，可从各种颌骨测量系统导入患者特定的下颌运动轨迹，并直接用于修复体咬合的优化设计。 *DICOM Viewer* 在加载 CB/CT 图像时以其卓越的速度给人留下深刻印象，您可将这些图像集与口内扫描和修复体设计一起查看。此外，用户可将患者照片与三维面部扫描数据结合使用，以创建患者面部的全方位数字化立体视觉效果。

Implant Module 可用于个性化基台、螺丝固位的牙冠和牙桥的设计。此软件及其模块均集成在 exocad 已成功投入使用十余年久经考验且成熟稳定软件平台上。此款软件具有下列几个优势： *ChairsideCAD Matera* 始终能够可靠稳定运行 - 即使处理复杂病例修复 - 只需遵循与所有 exocad 软件应用程序相同的直观操作流程向导即可完成设计。以向导驱动的用户设计流程可引导您快速实现高质量的修复体设计结果。此平台与世界领先的 CAD 技工所软件 exocad *DentalCAD* 完美结合，开创了与数以万计技工所开展前所未有的数字化合作的新契机。如需要，牙医可将数字化工作流程中的任意环节外发给合作的技工所，从而可以节省时间并充分依靠合作伙伴的专业知识。

全新 *Matera* 版本功能亮点包括：

- 在选择扫描仪和研磨仪方面不仅具有极大的灵活性，且可实现轻松集成
- 完美集成的生产系统：直接在 CAD 设计工作流程中放置材料块。尤其在使用彩色纹理扫描和多层材料块时，更能够快速获得可预测的修复体结果。
- 在 exocad 软件中可直接控制各种研磨仪

- 与 exocad 的手术导板软件解决方案 *exoplan* 无缝集成
- 改善了完成设计的修复体的真实感。交互式 3D 预览也可以生成导出网页链接，并且可以在所有流行的浏览器 - 甚至在移动设备上查看而无需安装软件。

最近 *ChairsideCAD* 因其独特、开放的软件架构而斩获美国声誉卓著的 Cellerant “最佳” 技术奖，这也是首个获得该奖项的 CAD 软件。此软件独立于任何设备和制造商，是其所具有的重要优势：“牙医可以自由选择适合自身的硬件设备，因为我们的软件可以无缝地集成到各种各样的设备环境中，因此用户可以轻松地将不同的口内扫描仪与几乎所有 3D 打印机和铣削设备结合在一起 - 可以自己操作，也可以与技工所合作。” exocad 首席执行官 Tillmann Steinbrecher 解释说。“我们很荣幸获得 Cellerant 技术奖，并很高兴独立评审团认可我们的软件是临床数字化技术的先驱。” exocad America 总裁 Larry Bodony 补充说：该奖项鼓励并推动我们进一步开发开放式软件构架平台”。

ChairsideCAD 2.3 Matera 现已在欧盟地区、美国（目前无 Implant Module）、日本、韩国和澳大利亚上市。自 2018 年以来，exocad 便以欧洲当前热门的文化之都命名其发布的版本，今年，选择了意大利城市 Matera 作为新版软件的名称。

如需了解关于 *ChairsideCAD* 及经销商的更多信息，请访问 exocad.com/chairsidecad

关于 Cellerant 最佳技术奖的信息：<https://cellerantconsulting.com/>

关于 exocad GmbH

exocad GmbH 是一家充满活力的创新型软件公司，致力于扩展数字化口腔医学的可能性，并为 OEM（原始设备制造商）提供灵活、可靠且易于使用的 CAD/CAM 软件用于口腔技工所和口腔诊所。

exocad 软件受到全球领先的原始设备制造商的青睐，被整合到他们的口腔 CAD/CAM 产品中。exocad 每年可以售出数以千计的 exocad DentalCAD 许可证。如需更多信息和 exocad 经销商合作伙伴列表，请访问 exocad.com。