

exocad GmbH

Natalia Gonsior
Senior Marketing Specialist
Rosa-Parks-Straße 2
64295 Darmstadt, Alemania
Tel.: +49 (0)6151 6294 132
ngonsior@exocad.com
exocad.com

XSNAP ES EL NUEVO MÓDULO COMPLEMENTARIO DE EXOCAD PARA ARTICULADORES IMPRIMIBLES

*Simulación de los movimientos naturales de la mandíbula con un modelo mandibular
impreso en 3D*

DARMSTADT, Alemania – 8 de febrero de 2023 – exocad, compañía de Align Technology Inc. y proveedor destacado de software odontológico CAD/CAM, ofrece ahora modelos dentales con un articulador impreso en 3D. El nuevo módulo complementario xSNAP para *DentalCAD 3.1 Rijeka* permite a los usuarios simular movimientos mandibulares fisiológicos (protrusión, mediotrusión y laterotrusión) sin utilizar un articulador convencional. xSNAP es también el primer sistema combinado 3D para modelos dentales producido en una impresora 3D, que permite la simulación de movimientos dinámicos de la mandíbula. Los accesorios xSNAP están dotados de trayectorias articulares integradas y de inclinaciones de trayecto condilar de 15, 25, 35 y 45 grados. Además, los usuarios pueden elegir entre una placa incisal plana u otra dotada de una inclinación de 30 grados. exocad ofrece un valor añadido a muchos usuarios con el sencillo mecanismo de clic para conectar los modelos y unas guías diseñadas con precisión.

«Nos alegra ofrecer un flujo de trabajo más rápido y más rentable en el área de los modelos dentales para potenciar las capacidades de nuestros clientes», señala Novica Savic, CCO y director general adjunto de exocad.

Los usuarios de exocad también se benefician de las siguientes funciones adicionales del software:

- El componente impreso elimina la necesidad de articular posteriormente modelos acrílicos

Nota de prensa

- La guía conjunta puede ajustarse de una manera dinámica a cada impresora y a las preferencias personales
- No se necesitan estructuras de soporte adicionales, gracias al soporte adaptable del accesorio xSNAP

El *módulo xSNAP* está disponible como biblioteca para el módulo *Model Creator* de exocad en *DentalCAD 3.1 Rijeka*, la última generación del software CAD de arquitectura abierta de exocad para clínicas y laboratorios. Para más información, visite <https://exocad.com/es/productos/exocad-dentalcad/xsnap-module>

###

Acerca de exocad

exocad GmbH, compañía del grupo Align Technology Inc., es uno de los proveedores líderes de software odontológico CAD/CAM a nivel mundial. exocad amplía con fuerza los límites de la odontología digital ofreciendo software CAD/CAM flexible, fiable y fácil de utilizar para laboratorios y clínicas dentales de todo el mundo. Más de 50.000 apreciados clientes planifican implantes y crean restauraciones funcionales y mejoradas con *DentalCAD*, *ChairsideCAD* y el software *exoplan* de exocad. exocad y *DentalCAD*, entre otras, son marcas comerciales de exocad GmbH o de una de sus empresas afiliadas o subsidiarias y están registradas en EE.UU. y en otros países. Si desea más información y una lista de los distribuidores de exocad, visite exocad.com.