

**exocad GmbH**  
Natalia Gonsior  
市场与公关经理  
Rosa-Parks-Straße2  
德国达姆施塔特 64295  
电话+49 (0)6151 6294132  
ngonsior@exocad.com

## **EXOCAD 推出 *PARTIALCAD 3.2 ELEFSINA*，让活动支架设计更具灵活性**

新发布的软件简化了螺丝固位混合义齿和复杂卡环的简易设计

德国，达姆施塔特—**2024 年 5 月 23 日**，Align Technology, Inc. 旗下知名的牙科 CAD/CAM 软件供应商 exocad 公司，今天宣布推出用于设计高质量活动支架的 *PartialCAD 3.2 Elefsina*。*PartialCAD 3.2 Elefsina* 向所有用户开放了 QuickSnap 功能，这是首个设计全数字化活动义齿的新工作流程。此外，新发布的软件简化了螺丝固位混合义齿和复杂卡环的简易设计，节省了宝贵的设计时间。

“*PartialCAD 3.2 Elefsina* 是活动支架软件研发的新成果。我们的目标是在设计人员处理具有挑战性的活动支架设计工作时提供设计自由度和灵活性。”exocad 首席执行官 Tillmann Steinbrecher 说到。

### **可提高生产效率的测试功能 QuickSnap，现已向所有用户开放**

“技工所现在可以同时 3D 打印支架、牙龈和牙齿，提高了生产效率。”exocad 首席执行官 Tillmann Steinbrecher 表示：“通过光固化组装工艺，打印部件可在几分钟内组装完成，从而节省了宝贵的时间”。

*PartialCAD 3.2 Elefsina* 现已在所有已销售 exocad 软件的市场上市。

*PartialCAD 3.2 Elefsina* 是 Align Digital Platform™的重要组成部分，后者是 Align 一套独特的专有技术和服务，为患者和消费者、正畸医生和 GP 牙医以及技工所/合作伙伴提供无缝的端到端解决方案。

## 新闻发布

exocad 以欧盟当前的“欧洲文化之都”命名其发布的版本，并选择 Elefsina 作为今年发布的版本名称。

更多信息请访问 <https://exocad.com/partialcad-32-elefsina>

可通过 <https://shop.exocad.com> 访问 exocad 在线商城

###

### 关于 exocad

exocad GmbH 是 Align Technology, Inc. 旗下公司和知名的牙科 CAD/CAM 软件供应商。exocad 大力推动数字化牙科技术的发展，为全球牙科技工所和牙科诊所提供灵活、可靠且易于使用的 CAD/CAM 软件。超过 60,000 名重要客户使用 exocad 的 DentalCAD、ChairsideCAD 和 exoplan 软件进行种植规划以及创建功能性和精准修复体设计。exocad 和 DentalCAD 等是 exocad GmbH 或其子公司或附属公司的商标，且已在美国和其他国家/地区注册。如需获取更多信息和 exocad 经销商合作伙伴清单，请访问 [exocad.com](https://exocad.com)。